

2660005 Clino® MicroUltra CR Lingettes pour Salle blanche

Personnalisation
sur demande!

Description du produit

Chiffon réutilisable autoclavable en microfibre pour les salles blanches.

- o Les chiffons de nettoyage réutilisables
- o Autoclavable
- o Réduction des germes de bactéries, levures et moisissures par les textiles de nettoyage PPSC® uniquement avec l'utilisation d'eau ionisée de >99 % (méthode de test DGMH 2001. Méthode standard 14)
- o Non stérile



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Spécifications du produit

Désignation de l'article	Clino® MicroUltra CR
Cotation	31 x 38 cm
Matériel de travail (couleur)	80 % polyester, 20 % polyamide (blanc)
Finition des bords (couleur)	Bord surjeté
Capacité d'absorption des liquides - intrinsèque	590 ml/m ²
Capacité moyenne d'absorption de liquide	70 ml ((± 20 %) Méthode d'essai interne conforme à l'IES-RP-CC-004.3 et à la norme DIN EN ISO 9073-6)
Résistance chimique	Résistant aux détergents et désinfectants courants dans les concentrations d'utilisation recommandées.
Compatibilité avec l'autoclave	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
Réutilisation	Autoclavables jusqu'à 10 cycles pour un seul type de produit
Conseils d'entretien	Veuillez respecter les indications des consignes d'entretien dans les téléchargements.
Stockage	Conditions générales de stockage : Protéger contre les influences nuisibles (liquides, rayonnement solaire ou UV, salissures, pression) et stocker à température ambiante.
Unité d'emballage Unité de vente	50 Pièce 1 UE
Remarque sur l'emballage	La taille de l'emballage ainsi que la quantité par carton peuvent varier en fonction de la quantité commandée et du volume des autres produits commandés.
Numéro de tarif douanier	63071010
Pays d'origine	Chine
Numéro EAN	4065237010587
Accessoires compatibles	Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

Secteurs industriels



Instructions de lavage et d'entretien

Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.