

3076270-R Clino® STE7s-R Reinigungswagen für Gesundheitswesen

**Individualisierung
auf Anfrage!**



Produktbeschreibung

Offener Reinigungswagen mit WanneSiebMethode, Entsorgung und Oberflächenreinigung aus Recyclingmaterial.

- o Reinigungsmethode: WanneSiebMethode
- o Moppwechsellmethode für die Reinigung im Gesundheitswesen
- o Kunststoffkomponenten aus bis zu 99% Recyclingmaterial, Edelstahlmodul aus 80% recycelten Rohstoffen
- o Ready-to-use Lieferung und werkzeugfreie Individualisierung

Produktspezifikationen

| | |
|--------------------------------------|--|
| Artikelbezeichnung Artikelnummer | Clino® STE7s-R 3076270-R |
| Arbeitsmaß | 155 x 61 x 115 cm |
| Ruhemaß | 107 x 61 x 115 cm |
| Gewicht | 24,2 kg |
| Grundmodul | Grundmodul (Edelstahl, Rohrstärke 22 mm) Doppelkugelgelagerte Lenkrollen 125 mm 3 ErgoGrip-R |
| Arbeitsbereich | 1 Abtropfsieb Edelstahl 1 Flaschenhalter Clino® Bar 1 Eimer 25 L-R 1 Eimer 15 L Ergo-R |
| Versorgungsbereich | 4 Eimer 6 LR 3 Schalen Extend-R 1 Gerätehalterung |
| Entsorgungsbereich | Einheit 2 x 70 L |
| Rezyklatanteil | 86,13 % |
| Pflegehinweise | Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollständig gereinigt und trocken aufbewahrt werden. |
| Verpackungseinheit Verkaufseinheit | 1 Stück 1 VE |
| Menge im Karton | 1 Stück |
| Kartongröße Kartongewicht | 110 x 60 x 118 cm 24,2 kg |
| Palettenmaß | 110 x 120 x 193 cm |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN-Nummer | 4065237034200 |
| Kompatibles Zubehör | Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne! |

Industriesektoren Montage Recycling



Gesundheitswesen



Gebrauchsfertig
vormontiert



Einzelteile aus
bis zu
99%
Recyclingmaterial

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023



3076270-R Clino® STE7s-R Reinigungswagen für Gesundheitswesen

| | | |
|----|---------|---|
| 1x | 3070420 | Modul Clino® STE 8/9 |
| 4x | 2013115 | Clino® Kunststofflenkrolle 125 mm |
| 4x | 2014030 | Abweisring - für Rohr 22 mm |
| 1x | 3070100 | Sackhalterahmen Clino® STE |
| 1x | 3070270 | Einsatz 2 x 70 L für abklappbare Entsorgungseinheit |
| 1x | 3070200 | Sackunterstützung Clino® STE |
| 3x | 7800006 | Clino® ST/STE ErgoGrip-R anthrazit |
| 1x | 7870006 | Flaschenhalter Clino® Bar-R anthrazit |
| 3x | 7808006 | Schale Extend-R anthrazit |
| 1x | 2017100 | Abtropfsieb |
| 1x | 7025002 | Eimer 25 L-R schwarz Griff blau |
| 1x | 7815012 | Eimer 15 L Ergo-R anthrazit Griff blau |
| 1x | 7000601 | Eimer 6 L-R schwarz Griff rot |
| 1x | 7000602 | Eimer 6 L-R schwarz Griff blau |
| 1x | 7000603 | Eimer 6 L-R schwarz Griff gelb |
| 1x | 7000604 | Eimer 6 L-R schwarz Griff grün |
| 1x | 2017031 | Gerätehalterung 22 mm |
| 2x | 3020630 | Stoßschutz |
| 1x | 0899110 | Karton groß |

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023

