

3079610 Clino® STE4

Reinigungswagen für Gesundheitswesen, Gebäude

**Individualisierung
auf Anfrage!**



**MADE IN
GERMANY**

Produktbeschreibung

Langlebiger Reinigungswagen mit Vorpräparationsmethode, Entsorgung und Oberflächenreinigung.

- Reinigungsmethode: Vorpräparationsmethode EasyMop
- Höchste Effizienz und Sicherheit im einstufigen Verfahren
- Ready-to-use Lieferung und werkzeugfreie Individualisierung

Produktspezifikationen

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelbezeichnung Artikelnummer | Clino® STE4 3079610 |
| Arbeitsmaß | 98 x 65 x 115 cm |
| Ruhemaß | 98 x 65 x 115 cm |
| Gewicht | 17,12 kg |
| Grundmodul | Modul Clino® STE 4/5 Clino® Kunststofflenkrolle 125 mm Abweising |
| Arbeitsbereich | Einhängekorb für 3 Eimer 6 L Eimer 6 L rot Eimer 6 L blau Eimer 6 L gelb Schale für Clino® Systembox blau Schale für Clino® Systembox blau halb Clino® Systembox blau Clino® Systembox rot |
| Entsorgungsbereich | Einsatz 1 x 120 L Clino® STE |
| Pflegehinweise | Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollständig gereinigt und trocken aufbewahrt werden. |
| Verpackungseinheit Verkaufseinheit | 1 Stück 1 VE |
| Menge im Karton | 1 Stück |
| Kartongewicht | 17,1 kg |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN-Nummer | 4065237018941 |
| Kompatibles Zubehör | Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne! |

Industriesektoren Montage



Gesundheitswesen



Gebäude



Gebrauchsfertig
vormontiert

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023



3079610 Clino® STE4

Reinigungswagen für Gesundheitswesen, Gebäude

| | | |
|----|---------|--|
| 1x | 3070415 | Modul Clino® STE 4/5 |
| 4x | 2013115 | Clino® Kunststoffkrolle 125 mm |
| 4x | 2014030 | Abweiring - für Rohr 22 mm |
| 1x | 3070100 | Sackhalterahmen Clino® STE |
| 1x | 3070120 | Einsatz 1 x 120 L für abklappbare Entsorgungseinheit |
| 2x | 2800002 | Clino® ST/STE ErgoGrip blau |
| 1x | 2920001 | Schale für Clino® Systembox blau |
| 1x | 2920010 | Schale für Clino® Systembox blau |
| 2x | 2910000 | Clino® Systembox blau |
| 1x | 2910010 | Clino® Systembox rot |
| 1x | 2019005 | Einhängekorb für 3 Eimer 6 L |
| 1x | 2000601 | Eimer 6 L rot |
| 1x | 2000602 | Eimer 6 L blau |
| 1x | 2000603 | Eimer 6 L gelb |
| 1x | 2017031 | Gerätehalterung 22 mm |
| 1x | 2920030 | Messkanne PPS transparent |
| 1x | 0899110 | Karton groß |

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023

