

3544100 Clino® CR4 FP-GMP Reinigungswagen für den Reinraum

Individualisierung
auf Anfrage!

Produktbeschreibung



Reinigungswagen mit Flachpresse Ringo® GMP und Entsorgung für hochsensible Bereiche aus Edelstahl.

- o Volle Flexibilität im ein- und zweistufigen Verfahren
- o Gefertigt aus Edelstahl höchster Qualität
- o High-End Oberflächengüte durch Elektropolitur
- o Berührungsfreies Bedienkonzept



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Produktspezifikationen

Artikelbezeichnung Artikelnummer	Clino® CR4 FP-GMP 3544100
Gewicht	26,29 kg
Arbeitsmaß (L x B x H)	74 x 72 x 102 cm
Ruhemaß (L x B x H)	74 x 72 x 102 cm
Grundmodul	Grundmodul (Reinraumgeeigneter Edelstahl) High-End-Finish Autoklavierbare Spezialrollen 100 mm mit Abweiring Flachpresse Ringo® GMP Edelstahlbehälter 25 L Edelstahlbehälter MopTen mit MopJump System Edelstahlbehälter 4 L Stielhalterung Unterstützung Mopphalter
Arbeitsbereich	Einheit 1 x 35 L Der Reinigungswagen sollte nach dem Gebrauch vollständig gereinigt und trocken aufbewahrt werden. Die Autoklavierbarkeit des Wagens richtet sich nach den verwendeten Einzelkomponenten.
Entsorgungsbereich	
Pflegehinweise	
Autoklavierbarkeit	
Verpackungseinheit Verkaufseinheit	1 Stück 1 VE
Menge im Karton	1 Stück
Kartons pro Palette Palettenmaß (L x B x H)	2 80 x 123 x 182 cm
Zolltarifnummer	87168000
Ursprungsland	Deutschland
EAN-Nummer	4065237106723
Kompatibles Zubehör	Zu passendem Zubehör berät Sie unser Vertrieb gerne!

Industriesektoren



Montage

Dieses Datenblatt ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

3544100 Clino® CR4 FP-GMP Reinigungswagen für den Reinraum

1x	3530176	Modul CR4 - Facelift	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3530184	Einsatz für Sackhalterahmen	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3530142	Sackunterstützung für CR1/CR4	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
4x	3500100	Niro-Lenkrolle 100 mm	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
4x	3500084	Edelstahl Abdeckscheibe	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3560000	Flachpresse Ringo® GMP	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3530180	Adapter für Edelstahlbehälter 25 L	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500032	Edelstahlbehälter 25 L	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3530187	Vorbau für MopTen und Systembox EasyMop®	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500022	MopTen	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500210	MopJump®	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500093	Halterung für Stiel	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500092	Unterstützung für Mophalter	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500098	Halterahmen für Edelstahlbehälter 4 L	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	3500094	Halterahmen für Edelstahlbehälter 4 L	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
2x	3500007	Edelstahlbehälter 4 L	Autoklavierbar (121 °C für 20 Minuten)
1x	0899100	Karton klein	

Dieses Datenblatt ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.