

## 3510160 Clino® CR mini EM-GMP2 Cleaning trolley for Cleanroom

**Individualization  
on request!**

### Product description

Small trolley with EasyMop GMP pre-preparation method for highly sensitive areas made of stainless steel.

- Cleaning method: Pre-preparation method EasyMop GMP
- Highest efficiency and process reliability in a single-stage process
- Made of cleanroom-suitable stainless steel, all components autoclavable



ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

### Product specifications

Article name | Article number  
Working dimension  
Resting dimension  
Basic components

Clino® CR mini EM-GMP2 | 3510160

43 x 53 x 43 cm

43 x 53 x 43 cm

Basic module (stainless steel suitable for cleanroom use)

High-end finish

Autoclavable special rollers 100 mm

2 system boxes EasyMop GMP with Mop Jump system

The sterility of the trolley depends on the sterility of its individual parts. Our sales department will be happy to help you!

The cleaning trolley should be completely cleaned after use and stored in a dry place

1 Pieces | 1 PU

1 Pieces

69 x 59 x 52 cm | 16.8 kg

87168000

Germany

4065237021729

Our sales department will be happy to advise you on suitable accessories

Workspace

Sterility

Care instructions

Packing unit | Selling unit

Quantity in carton

Carton size | Carton weight

Customs tariff number

Country of origin

EAN-Number

Compatible accessories

### Industry Sectors



### Assembly

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023



# TECHNICAL DATASHEET



## 3510160 Clino® CR mini EM-GMP2 Cleaning trolley for Cleanroom

---

1x	3530165	Module for CR-Mini
4x	3500100	Stainless steel swivel castor 100 mm
1x	3530175	Adapter GMP Box
2x	3500200	System box EasyMop GMP
2x	3500210	MopJump for system box EasyMop GMP and MopTen

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 25.10.2023

