

3077270-R Clino® STE7-R Chariot de nettoyage pour Santé publique

Personnalisation
sur demande!



Description du produit

Les chariots de nettoyage ouverts avec presse plate Ringo, élimination et nettoyage de surface en matériaux recyclés.

- o Méthode de nettoyage : presse plate Ringo
- o Méthode de changement de serpillière pour le nettoyage dans le secteur de la santé
- o Composants en plastique fabriqués à partir de matériaux recyclés jusqu'à 99%, module en acier inoxydable fabriqué à partir de matières premières recyclées à 80%.
- o Livraison prête à l'emploi et personnalisation sans outils

Spécifications du produit

Désignation de l'article Numéro d'article	Clino® STE7-R 3077270-R
Poids	26,9 kg
Cote de travail	155 x 61 x 115 cm
Mesure de repos	107 x 61 x 115 cm
Module de base	Module de base (acier inoxydable adapté aux salles blanches, épaisseur du tube 22 mm) Roues pivotantes à double roulement à billes 125 mm ErgoGrip-R
Espace de travail	Presse à plat Ringo ST Porte-bouteille Clino® Bar-R Seau 25 L-R Seau 15 L Ergo-R Seau 6 LR Coques Extend-R Support d'appareil
Zone de couverture	Unité 2 x 70 L 64,24 % 6,253 kg
Zone de gestion des déchets	Le chariot de nettoyage doit être entièrement nettoyé et rangé au sec après utilisation. Veuillez respecter les consignes des instructions d'entretien et de lavage dans les téléchargements.
Part de matières recyclées Économies de CO ²	Conditions générales de stockage : Protéger contre les influences nuisibles (liquides, rayonnement solaire ou UV, salissures, pression) et stocker à température ambiante.
Conseils d'entretien	1 Pièce 1 UE 1 Pièce
Stockage	110 x 60 x 118 cm 26,9 kg
Unité d'emballage Unité de vente	1 120 x 80 x 220 cm
Quantité par carton	87168000
Taille du carton Poids du carton	Allemagne
Cartons par palette Dimension de la palette	4065237034071
Numéro de tarif douanier	Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!
Pays d'origine	
Numéro EAN	
Accessoires compatibles	

Secteurs industriels Assemblage Recyclage



Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.

LISTE DES PIÈCES

3077270-R Clino® STE7-R

Chariot de nettoyage pour Santé publique

1x	3070420	Module Clino® STE 8/9
4x	2013115	Roulette pivotante en plastique Clino® 125 mm
4x	2014030	Anneau déflecteur - pour tube 22 mm
1x	3070100	Cadre porte-sacs Clino® STE avec crochet
1x	3070270	Unité d'élimination pliable 2 x 70 L
1x	3070200	Support de sac Clino® STE
3x	7800006	ErgoGrip-R anthracite
1x	7870006	Porte-bouteille Clino® Bar-R anthracite
3x	7808006	Coque Extend-R anthracite
1x	2000207	Presse à plat Ringo® ST anthracite
1x	7025002	Seau 25 L-R noir Poignée bleue
1x	7815012	Seau 15 L Ergo-R anthracite Poignée bleue
1x	7000601	Seau 6 L-R noir Poignée rouge
1x	7000602	Seau 6 L-R noir Poignée bleue
1x	7000603	Seau 6 L-R noir Poignée jaune
1x	7000604	Seau 6 L-R noir Poignée verte
1x	2017031	Support d'appareil 22 mm
2x	3020630	Protection contre les chocs
1x	0899110	Carton grand

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.02.2026;

