

## 3544100 Clino® CR4 FP-GMP Chariot de nettoyage für Salle blanche

Personnalisation  
sur demande!

### Description du produit



Les chariots de nettoyage avec presse plate Ringo® GMP et élimination pour les zones hautement sensibles en acier inoxydable.

- o Méthode de nettoyage : presse plate Ringo GMP
- o Flexibilité totale dans le procédé à une ou deux étapes
- o Fabriqué en acier inoxydable adapté aux salles blanches, tous les composants sont autoclavables
- o Avec unité d'élimination des déchets

**MADE IN  
GERMANY**

ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

### Spécifications du produit

Désignation de l'article | Numéro d'article

Clino® CR4 FP-GMP | 3544100

Cote de travail

74 x 72 x 102 cm

Mesure de repos

74 x 72 x 102 cm

Module de base

Module de base (acier inoxydable adapté aux salles blanches) Finition haut de gamme  
Rouleaux spéciaux autoclavables 100 mm avec anneau déflecteur

Espace de travail

1 presse plate Ringo® GMP  
1 récipient en acier inoxydable 25 L 1 bac en inox MopTen avec système MopJump 2  
récipients en acier inoxydable 4 L

Zone de gestion des déchets

1 support de manche 1 support Armature de frange de nettoyage

Stérilité

Unité 1 x 35 L

La stérilité du chariot dépend de la stérilité des pièces détachées. Notre service commercial se fera un plaisir de vous aider !

Conseils d'entretien

Le chariot de nettoyage doit être entièrement nettoyé et rangé dans un endroit sec après utilisation.

Unité d'emballage | Unité de vente

1 Stück | 1 VE

Quantité par carton

1 Stück

Taille du carton | Poids du carton

78 x 61 x 106 cm | 26,3 kg

Cartons par palette | Dimension de la palette

2 | 80 x 123 x 182 cm

Numéro de tarif douanier

87168000

Pays d'origine

Allemagne

Numéro EAN

4065237106723

Accessoires compatibles

Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 22.10.2024;



# LISTE DES PIÈCES

## 3544100 Clino® CR4 FP-GMP

### Chariot de nettoyage für Salle blanche

1x	3530176	Module CR4 - Facelift
1x	3530184	Insert pour cadre support de sac
1x	3530142	Support de sac pour CR4
4x	3500100	Roulette pivotante en acier inoxydable 100 mm
4x	3500084	Plaque de recouvrement en acier inoxydable
1x	3560000	Presse à plat Ringo® GMP
1x	3530180	Adaptateur pour récipient en acier inoxydable 25 L
1x	3500032	Récipient en acier inoxydable 25 L
1x	3530187	Potence pour MopTen et Systembox
1x	3500022	MopTen
1x	3500210	MopJump pour Systembox EasyMop GMP® et MopTen
1x	3500093	Support pour manche
1x	3500092	Support pour porte-balai
1x	3500098	Cadre de support pour récipient en inox 4 L
1x	3500094	Cadre de support pour récipient en inox 4 L
2x	3500007	Récipient en acier inoxydable 4 L
1x	0899100	Carton petit

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany  
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 22.10.2024;

