

3544500 Clino® CR4 EM-GMP Chariot de nettoyage pour Salle blanche

Personnalisation
sur demande!

Description du produit

Les chariots de nettoyage avec méthode de pré-préparation EasyMop GMP® et élimination pour les zones hautement sensibles en acier inoxydable.

- Efficacité et sécurité maximales du processus en une seule étape
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Qualité de surface haut de gamme grâce à l'électropolissage
- Concept d'utilisation sans contact



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP			A/B		C	D

Spécifications du produit

Désignation de l'article | Numéro d'article

Clino® CR4 EM-GMP | 3544500

Poids

24,33 kg

Cote de travail

61 x 63 x 102 cm

Mesure de repos

61 x 63 x 102 cm

Module de base

Module de base (acier inoxydable adapté aux salles blanches)

Finition haut de gamme

Rouleaux spéciaux autoclavables 100 mm avec anneau déflecteur

Boxes système EasyMop GMP® avec système MopJump

Récipient en acier inoxydable 4 L

Support de manche

Armature de frange de nettoyage

Unité 1 x 35 L

Espace de travail

Le chariot de nettoyage doit être entièrement nettoyé et rangé au sec après utilisation.

L'autoclavabilité du chariot dépend de ses différents composants.

Zone de gestion des déchets

1 Pièce | 1 UE

Conseils d'entretien

1 Pièce

Stérilité

Unité d'emballage | Unité de vente

78 x 61 x 106 cm | 24,3 kg

Quantité par carton

Taille du carton | Poids du carton

2 | 80 x 123 x 182 cm

Cartons par palette | Dimension de la palette

Numéro de tarif douanier

87168000

Pays d'origine

Allemagne

Numéro EAN

4065237106846

Accessoires compatibles

Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

Secteurs industriels

Assemblage Hygiène



Technical cleanrooms



Life Science



Pharmaceutical cleanrooms



Laboratories



Ready-to-use



Touchless operation

Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement, les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.02.2026;



LISTE DES PIÈCES

3544500 Clino® CR4 EM-GMP Chariot de nettoyage pour Salle blanche

1x	3530176	Module CR4 - Facelift	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3530184	Insert pour cadre support de sac	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3530142	Support de sac pour CR1/CR4	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
4x	3500100	Roulette pivotante en acier inoxydable 100 mm	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
4x	3500084	Plaque de recouvrement en acier inoxydable	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3530154	Adaptateur pour CR4	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
2x	3500200	Boîte système EasyMop® GMP	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
2x	3500210	MopJump	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500093	Support pour manche	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500092	Support pour porte-balai	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500098	Cadre de support pour récipient en inox 4 L	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	3500099	Cadre de support pour récipient en inox 4 L	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
2x	3500007	Récipient en acier inoxydable 4 L	Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)
1x	0899100	Carton petit	

Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig-reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 24.02.2026;

